



+33 (0)3 83 32 51 01



handilor@handilor.fr



25 rue Marcel Brot  
54000 NANCY



Handi lor



www.handilor.fr



### Descriptif :

Le soulève personne vous permet de faciliter le transfert d'une personne de son fauteuil roulant au siège avant du véhicule et inversement.

Facile d'utilisation et d'installation, le soulève personne n'engendre aucun effort pour l'accompagnant.

A l'aide d'une sangle, la personne est soulevée de son fauteuil et pivotée à l'intérieur du véhicule. Elle est ensuite installée sur le siège du véhicule, la sangle reste en place pour la manœuvre inverse. Il n'y a plus qu'à retirer le bras motorisé et à boucler la ceinture de sécurité.

### Caractéristiques :

- Le transfert est réalisé à l'aide d'une commande électrique filaire
- Le bras articulé doit être désolidarisé de la base fixée sur le véhicule lors du trajet en voiture
- Plusieurs dimensions de sangles sont disponibles
- Pour faciliter le transport du bras articulé, il est livré dans son sac de transport

### Le plus !

Le soulève personne est amovible et récupérable d'un véhicule à un autre.

Il n'entraîne pas de transformation du véhicule

### Options :

- Le bras articulé peut être fixé à une base mobile afin d'utiliser le lève personne à l'extérieur du véhicule, lors de voyage ou pour des lieux non adaptés.
- Un fourreau de potence peut être ajouté